

Les restaurations Zirlux® peuvent être scellées ou collées à l'aide de ciments et de matériaux d'assemblage conventionnels. L'utilisation d'ionomères de verre modifiés par des composés résine et de ciments de résine est recommandée sur les ciments à l'oxyphosphate de zinc pour optimiser les résultats esthétiques. Les incrustations, incrustations avec recouvrement et facettes doivent être scellées de façon adhésive (collées).

Couronne et Ceramir®

**Doxa**

Ciment d'assemblage RelyX™

**3M ESPE**

GC Fuji Plus®

**GC**

Panavia™ F2.0

**kuraray**

Multilink® Automix

**ivoclar  
vivadent**  
passion vision innovation



Référez-vous aux instructions des fabricants respectifs pour l'utilisation et l'application correctes des matériaux de scellement/collage.

