



Zircone Zirlux

La référence en matière de scellement et de liaison

Les restaurations Zirlux® peuvent être scellées ou collées à l'aide de ciments et de matériaux d'assemblage conventionnels. L'utilisation d'ionomères de verre modifiés par des composés résine et de ciments de résine est recommandée sur les ciments à l'oxyphosphate de zinc pour optimiser les résultats esthétiques. Les incrustations, incrustations avec recouvrement et facettes doivent être scellées de façon adhésive (collées).

Couronne et Ceramir®

Doxa

Ciment d'assemblage RelyX™

3M ESPE

GC Fuji Plus®

GC

Panavia™ F2.0

kuraray

Multilink® Automix

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



Référez-vous aux instructions des fabricants respectifs pour l'utilisation et l'application correctes des matériaux de scellement/collage.

